

가정 산소 치료 서비스

유유테이진의 가정 산소 치료 서비스를 만나보세요

산소발생기
등록대수 1위

체계적이고
전문적인 관리

365일, 24시간
전화 상담 서비스

한전 전기 요금
감면 신청 대행

주말 및 공휴일에도
설치 가능

www.yuyuteijin.co.kr

가정 산소 치료 상담서비스

 **1577-0285**



산소발생기(가정용), 이제 비교해 보고 선택하세요 !

25년 이상 의료용 산소발생기를 개발한 (주)테이진사의 독자적인 제품,
하이산소를 독점 공급하고 있습니다.

더욱 똑똑해진 스마트형 산소발생기, 한국어 음성지원



하이산소 5S **NEW**

본인부담금 월 12,000원 (처방전 발급시)

- ▶ 최대유량 : 5ℓ/분
- ▶ 소비전력 : 1ℓ/분 - 120W, 3ℓ/분 - 130W, 5ℓ/분 - 180W
- ▶ 소음 : 34 + 10% dB(A)이하 (무향실에서 전면 1m 거리 측정)
- ▶ 크기 : 34 x 33 x 63.8

처방전 발급시 의료급여 1,2종 / 차상위 본인부담경감대상자(건강보험증 구분자 코드 C,E,F) 월 임대료 40,000원



하이산소 3S **NEW**

본인부담금 월 12,000원 (처방전 발급시)

- ▶ 최대유량 : 3ℓ/분
- ▶ 소비전력 : 1ℓ/분 - 80W, 2ℓ/분 - 80W, 3ℓ/분 - 115W
- ▶ 소음 : 32 + 10% dB(A)이하 (무향실에서 전면 1m 거리 측정)
- ▶ 크기 : 34.5 x 34.2 x 50.8

처방전 발급시 의료급여 1,2종 / 차상위 본인부담경감대상자(건강보험증 구분자 코드 C,E,F) 월 임대료 13,000원



매일 사용하니까 사용하기 쉽고 쾌적하게



하이산소 3R

본인부담금 월 12,000원 (처방전 발급시)

- ▶ 최대유량 : 3ℓ/분
- ▶ 소비전력 : 1ℓ/분 - 70W, 2ℓ/분 - 80W, 3ℓ/분 - 110W
- ▶ 소음 : 25~35dB
- ▶ 크기 : 23 x 55.3 x 53.7

처방전 발급시 의료급여 1,2종 / 차상위 본인부담경감대상자(건강보험증 구분자 코드 C,E,F) 월 임대료 없음



하이산소 2U

본인부담금 월 12,000원 (처방전 발급시)

- ▶ 최대유량 : 2ℓ/분
- ▶ 소비전력 : 1ℓ/분 - 77W, 2ℓ/분 - 97W
- ▶ 소음 : 25~35dB
- ▶ 크기 : 41 x 33 x 40

처방전 발급시 의료급여 1,2종 / 차상위 본인부담경감대상자(건강보험증 구분자 코드 C,E,F) 월 임대료 없음



가정용 산소발생기 Stationary Oxygen Concentrator

유유테이진은 렌탈제품을 주기적으로 살균, 소독, 검사를 하고 있습니다.



비전 에어

본인부담금 월 12,000원 (처방전 발급시)

- ▶ 최대유량 : 5ℓ/분
- ▶ 소비전력 : 290W
- ▶ 소음 : 36~44dB
- ▶ 크기 : 35.8 x 29.2 x 52.8

저유량부터 고유량까지 일정한 농도로 산소를 공급하여
4~5 L 처방받으신 분들에게 적합한 제품입니다.

처방전 발급시 의료급여 1,2종 / 차상위 본인부담경감대상자(건강보험증 구분자 코드 C,E,F) 월 임대료 없음



에버플로우

본인부담금 월 12,000원 (처방전 발급시)

- ▶ 최대유량 : 5ℓ/분
- ▶ 소비전력 : 300W미만
- ▶ 소음 : 43dB 이내
- ▶ 크기 : 38 x 24 x 58

저유량부터 고유량까지 일정한 농도로 산소를 공급하여
4~5 L 처방받으신 분들에게 적합한 제품입니다.

처방전 발급시 의료급여 1,2종 / 차상위 본인부담경감대상자(건강보험증 구분자 코드 C,E,F) 월 임대료 없음



크로버 4.0

본인부담금 월 12,000원 (처방전 발급시)

- ▶ 최대유량 : 5ℓ/분
- ▶ 소비전력 : 280W
- ▶ 소음 : 31dB
- ▶ 크기 : 21 x 52 x 54

산소농도(%) 1~4ℓ/분 : 95~3, 4~5ℓ/분 : 85±3으로
1~3 L 처방받으신 분들에게 적합한 제품입니다.

처방전 발급시 의료급여 1,2종 / 차상위 본인부담경감대상자(건강보험증 구분자 코드 C,E,F) 월 임대료 없음



산소발생기(휴대용), 이제 비교해 보고 선택하세요 !

본인부담금
월 20,000원
(처방전 발급시)

처방전 발급시 의료급여 1,2종 / 차상위 본인부담경감대상자(건강보험증 구분자 코드 C,E,F) 월 임대료 없음



심플리고 미니(필립스)

무게 2.3kg

- ▶ 유량(펄스모드) 1 2 3 4 5
- ▶ 사용시간 펄스모드 2 선택시 4.5시간 사용가능. 유량 증가시 사용시간 단축

컴팩트한 디자인과 뛰어난 내구성 / 쉬운 터치스크린 방식 / 자동 분사기능



포커스

무게 0.8kg (배터리 0.2kg)

- ▶ 유량(펄스모드) 2
- ▶ 사용시간 3시간 (배터리 1개당 1.5시간, 배터리는 기본 2개 지급)

성인 손바닥 크기로 작고 가벼운 무게의 제품 / 휴대하면서 활동하기 편한 제품



사일런트 에어

무게 2.5kg

- ▶ 유량(펄스모드) 1 ~ 3
- ▶ 유량(연속모드) 0.5 LPM
- ▶ 사용시간 2시간 30분
- ▶ 사용시간 2시간 20분

소음방지 장치를 탑재한 저소음 기기 / 산소농도보상기능 / 연속모드 가능 제품



이클립스

무게 6.8kg (배터리 1.5kg)

- ▶ 유량(펄스모드) 1 ~ 6 (0.5 단위로 조절 가능)
- ▶ 유량(연속모드) 0.5 ~ 3 LPM
- ▶ 사용시간 5시간 ~ 3시간 30분
- ▶ 사용시간 3시간 15분 ~ 1시간 18분

캐리어 같은 손잡이와 바퀴로 이동이 편리한 제품 / 연속모드 사용 가능 제품



심플리고(필립스)

무게 4.5kg

- ▶ 유량(펄스모드) 1 ~ 6 (0.5 단위로 조절 가능)
- ▶ 유량(연속모드) 0.5 ~ 2 LPM
- ▶ 사용시간 3시간 24분 ~ 1시간 18분
- ▶ 사용시간 2시간 54분 ~ 54분

쉬운 터치스크린 방식과 뛰어난 내구성 / 가벼운 무게로 연속모드 사용 가능 제품

산소포화도 측정기, 네블라이저, 썩션기(흡입기), 기침유발기

유유테이진 고객센터(☎1577-0285)를 통해 자세한 정보를 문의해보세요.



신형 넬코(BSPM)

Tabletop형

산소포화도 측정기(모니터)

미숙아에서 성인까지 측정 가능 / 심플하고 경량 / 24시간 메모리 기능 /
조작이 간단 / 화면 밝기 조절 & 경보음 조절 기능



MD300C1

Finger형

산소포화도 측정기(휴대용)

정확성 및 내구성 우수 / 작고 가볍다 / 소아와 성인 모두 측정 가능 /
맥박상태 표기기능 탑재



인노스파이어 에센스

네블라이저(필립스)

믿고 사용할 수 있는 네블라이저 시스템 / 증명된 Sidestream 기술적용 /
6~8분정도의 짧은 치료시간 / 5 μ m 이하의 MMAD / 컴팩트한 디자인



JS20

썩션기(흡입기)

Float Switch : 넘침 방지 및 모터보호 / 습기 필터 : 모터보호 /
압력조절스위치 : 원하는 압력 설정사용 / 썩션통 : 120 $^{\circ}$ C 소독가능 /
썩션통 용량 : 1 l / 흡인압 : 0 ~ 600mmHg / 흡인량 : 22 l /분



CoughAssist E70

기침유발기


환자 동기화를 위한 Cough-Trak / 흡입, 호흡 또는 두 단계 중 자동 및 수동 모드 /
즉각적인 모니터링 (SpO $_2$, 심박수, 피크 기침 흐름 및 Vti) /
가볍고 휴대하기 편한 제품

하이산소 시리즈의 차별화된 기능들을 확인해 보세요.

전기료를 낮추는 인버터 기능

산소농도를 일정하게 유지하면서 전기료를 낮출 수 있는 운전제어장치(인버터) 기능이 탑재되어 있습니다.

산소발생기 소비전력에 따른 월별 사용요금



한국전력공사 전기료 월평균 전기사용량 240kWh (30,840원) 산소발생기 24시간 사용시 예상전기료 주택용 저압 기준(TV수신료 및 할인요금 제외)

소음방지 장치 탑재

테이진의 독자적인 **소음방지장치**를 탑재하여 소음에 민감하신 분들도 부담 없이 사용하실 수 있습니다.



QR 코드를 통해
기기 소음도를
직접 듣고
비교해 보세요!



*자료 : 환경부

하이산소 3S	하이산소 5S	비전케어	에버플로우
			
32 dB(A) + 10%	34 dB(A) + 10% 이하	40 dB(A) + 10%	43 dB(A) 이하
32 dB (벽시계 소리)	34dB (조용한 공원)	40 dB (냉장고 소리)	43 dB (일반적인 대화)

인공호흡기, 이제 비교해 보고 선택하세요 !

유유테이진 고객센터(☎1577-0285)를 통해 자세한 정보를 문의해보세요.



트릴로지 에보

혼합형

변화하는 치료환경에 따라 동일한 기기 플랫폼 내에서 다양한 적용이 가능한 제품입니다.

- 내장형 7.5시간, 탈착형 7.5시간 최대 15시간의 배터리 용량으로 연속적인 치료
- 사용하기 쉬운 플랫폼으로 기기적응시간 최소화
- Dual Limb, MPV까지 적용범위의 확장
- 다양한 모니터링 센서 옵션으로 폭넓은 치료 정보 제공



아스트랄 150

혼합형

누구나 쉽게 조작할 수 있는 터치스크린 방식으로 환자의 상태에 맞게 섬세하게 조정된 개별적인 치료를 가능하게 해 줍니다.

- 자동 누출 관리 기능 · 이상적인 흡기시간 유지 기능
- 자발 호흡 민감 감지 기능



트릴로지 200

혼합형

쉽게 사용할 수 있도록 직관적으로 설계된 제품으로 상세한 판독값을 표시해주고 파형형식을 그래프로 볼 수 있는 다양한 기능이 있습니다.

- 환자의 상태를 돌볼 수 있는 3가지 회로 선택
- AVAPS-AE로 볼륨 타겟팅 옵션 제공
- Digital Auto-Trak을 이용한 비침습적 치료를 위한 검증된 기술



스텔라 150

압력형

스텔라 150은 호흡능력이 약하거나 호흡부전 또는 그 외의 관련 질환이 있는 소아/성인에게 인공호흡기를 제공하기 위하여 고안된 제품입니다.

- 병원 중환자실, 병동, 소아, 성인 환자 전용 · 다양한 상황에 따른 알람 설정
- 무진동, 저소음, 초경량 · 모든 상황 모니터링 가능, 데이터 저장 기능
- 내, 외장 배터리 사용으로 병원 내 이동 용이
- 침습적·비침습적 모두 적용 가능 · 손쉬운 조작법

‘유유테이진’은 어떤 회사인가요?

안심하고, 신뢰할 수 있는 회사



한국 유유제약과 일본 테이진제약의 **합작 회사**

NO.1

가정 산소 치료 서비스 제공업소 **등록 제 1호**
산소발생기 보유기종, **등록대수 1위**



렌탈 기기의 엄격한 품질 유지 보수를 위한
전문적이고 체계적인 관리 시스템



전국에 영업 및 서비스망 구축



전문가에 의한 365일 24시간 친절 상담,
긴급대응 서비스 정기 방문점검 서비스



전기요금 할인 신청 및 캐놀라 및 연장튜브 등
소모품 무상제공

(주)유유제약과 (주)테이진, 함께 호흡을 맞춘다.

유유제약 소개

유유제약은 1941년 가난과 질병으로부터 고통당하는 국민을 위해 좋은 약을 개발하여 건강을 증진하고 삶의 질을 향상한다는 창업이념으로 설립됐습니다. 이런 창업이념은 **인류의 건강증진과 ‘삶의 질’ (Quality of Life) 향상이란 미션으로 정립되어 유유제약 70년 역사 속에서 오늘날까지 굳게 지켜져 오고 있습니다.** 유유제약은 말초순환장애 치료제 타나민을 비롯한 다양한 약물을 공급하고 있으며, 신약 개발을 위한 임상연구 및 첨단 생명공학기업으로의 미래를 위한 도전을 지속하고 있습니다.

테이진 소개

테이진은 1918년 일본 도쿄에 본사를 두고 설립된 역사가 깊은 회사입니다. 산소발생기와 관련된 사업은 1982년에 일본 제 1호 의료용 산소발생기를 개발한 것을 시작으로 **현재는 일본 가정산소치료서비스 NO.1 회사로 앞장서고 있습니다.** 테이진 그룹의 가족회사는 모두 153개사로 일본에 60개사, 해외에 93개사가 있고, 이곳에서 약 15,800명이 함께 일을 하고 있는 글로벌한 기업입니다.

렌탈 서비스, 어떻게 신청해야 하나요?



쉽고 빠른 렌탈 서비스 신청 2단계

제품 설치 및 사용방법 교육, 필요서류 제출 대행까지 유유테이진에서 친절하게 도와드립니다.

1단계



산소치료 처방전과
산소치료 급여대상자 등록 신청서를
발급받으세요.

2단계



유유테이진 고객센터로 전화주세요.

 1577-0285

요양비 보험급여 기준 및 방법

1. 가정 산소 치료 서비스는 다음과 같은 경우에 적용한다.

가. **중증의 만성심폐질환자 등 산소치료가 필요하다고 인정되는 자 중 90일 동안의 적절한 내과적 치료 후 (단, 90일 미만의 신생아의 경우 사전 내과적 치료기준 폐지)**

별도로 시행된 동맥혈 가스검사 또는 산소포화도 검사결과가 다음의 각 항목 중 하나에 해당하는 경우

1) 동맥혈 가스검사

가) 동맥혈 산소분압이 55mmHg 이하인 경우

나) 동맥혈 산소포화도가 88% 이하인 경우

다) 동맥혈 산소분압이 56~59mmHg이면서 적혈구 증가증(헤마토크릿 > 55%)이 있거나, 울혈성 심부전을 시사하는 말초부종이 있거나, 폐동맥 고혈압이 있는 경우

라) 동맥혈 산소포화도가 89% 이상이면서 적혈구 증가증(헤마토크릿 > 55%)이 있거나, 울혈성 심부전을 시사하는 말초부종이 있거나, 폐동맥 고혈압이 있는 경우

2) 산소포화도 검사

가) 산소포화도가 88% 이하인 경우

나) 산소포화도가 89% 이상이면서 적혈구 증가증(헤마토크릿 > 55%)이 있거나, 울혈성 심부전을 시사하는 말초부종이 있거나, 폐동맥 고혈압이 있는 경우

나. 2019. 7. 1 전 호흡기장애 1급 또는 2급으로 확인되는 경우에는 별도의 검사 없이 처방전 발급이 가능합니다.

2. 산소치료 처방전은 내과전문의, 결핵과전문의 및 흉부외과전문의가 발행하여야 한다.

다만, 소아의 경우에는 소아청소년과전문의가 발행할 수 있다.

3. 처방기간은 1회 1년 이내로 할 수 있다.

산소치료 처방전의 처방기간은 1년 이내로 할 수 있습니다. 1년 이상 가정 산소 치료를 받을 경우에는 처방전을 다시 발행해야 합니다.

호흡재활 운동, 이렇게 하세요!

산소치료와 함께 하는 올바른 호흡재활은 환자분의 호흡곤란을 경감시키고, 삶의 질을 향상시킵니다.
유유테이진 홈페이지 www.yuyuteijin.co.kr을 방문하시면 '호흡재활 길라잡이' 전편을 보실 수 있습니다.

오므린 입술 호흡


1. 긴장을 풀고 몸을 편안히 하세요. 편안히 코로 숨을 **들이마십니다.**
2. 입술을 오므린 모양으로 하여 들이쉴 때보다 2배 긴 시간 동안 천천히 숨을 **내쉬세요.**



복식호흡

1. 한 손은 가슴 위에, 다른 손은 배 위에 올려놓고 코로 숨을 **들이마시면서** 배를 밖으로 내미세요.
2. 입술 오므리기 호흡으로 숨을 **내쉬면서** 배를 안으로 당기세요.
*책이나 주머니(0.5-3kg)를 배 위에 올리고 연습하면 보다 효과적입니다.

↗ **내쉰다.** (3, 4, 5, 6)
↖ **마신다.** (1, 2)



호흡근 스트레칭


[손을 가슴에 얹고 가슴근육 늘리기]

1. 양손을 가슴에 얹고, 먼저 숨을 **내쉬세요.**
2. 가슴을 누르고, 숨을 **들이마시면서** 목을 뒤로 젖히세요.
다시 숨을 **내쉬면서**, 목을 원래대로 하세요.



[몸을 옆으로 기울이며 옆구리 늘리기]

1. 한 손은 머리에, 다른 한 손은 허리에 놓고, 숨을 **들이마시세요.**
2. 숨을 **내쉬면서** 몸을 기울이세요. 천천히 다 내쉬면 원래대로 하세요.



유유테이진 가정 산소 치료 서비스 안심과 신뢰를 약속드립니다!

산소발생기 국내 등록대수 1위

산소발생기 신규 설치 시



설치를 요청하시는 날짜에 맞춰
직원이 직접 자택으로 방문 드려
기기 설치, 사용법을 설명해 드립니다.

산소발생기 전문 콜센터



전문 상담사가 365일 24시간
친절하게 상담해 드립니다.

자연재해 대응 지원



재해가 발생한 지역에 있는 환자분들에게
신속하게 재해 알림 서비스를
제공해 드립니다.



가정 산소 치료 서비스 전문기업, 유유테이진
전국 어디서나, 365일 24시간^{1/24}
유유테이진이 지켜드리겠습니다.

지금, '유유테이진 고객센터'로 연락하세요.



1577-0285

전국 어디서든 전화 주세요. 가장 가까운 영업지점의
상담 및 서비스를 받으실 수 있습니다.

365일 24시간 전국 어디서나, **주말**에도 설치 가능 합니다.